

Trousse de chirurgie Implants 3.0



1	Forets	Ø 2.4 mm	long		DFU1.5-2.4L-17
		Ø 2.7 mm	long		DFKU2.7L-17
		Ø 2.9 mm	long		DFKU2.9L-17
2	Prolongateur de foret				DPROL
3	Indicateur de parallélisme et de profondeur				2 x DAPULTI-C
4	Clé dynamométrique		15-70N.cm		DCDYN-70D
5	Tournevis hexagonal	1.2 mm	long		DCM1.2L
6	Clés porte-implant	Contre-angle			DCPICATZ
		Manuelle			DCPIMTZ
7	Tournevis prothétiques	Activateur			DAMTZ
		Extracteur			DEMTZ
8	Emplacement pour instruments optionnels				

Trousse ULTIMATE : option 3.0



La trousse ULTIMATE standard inclut les forets nécessaires à la pose des **Implants 3.0**. Pour adapter la trousse, il suffit de rajouter les clés optionnelles suivantes dans les emplacements préalablement prévus à cet effet :

Clé porte-implant pour contre-angle
DCPICATZ



Clé porte-implant manuelle
DCPIMTZ



Activateur de faux-moignon
DAMTZ



Extracteur de faux-moignon
DEMTZ

