

## News

### Nouvelle recrue



Cela fait maintenant plus de deux ans et demi que Global D évolue et nous aimerions profiter de cette Global 'News pour vous donner de nouvelles informations. Afin de répondre toujours mieux à vos attentes, nous avons renforcé notre équipe commerciale dentaire lors de ce dernier trimestre.

Nous avons donc le plaisir de vous annoncer l'arrivée de **Sylvain GUFFON**, en tant que **Directeur Régional pour le secteur Nord, Nord-Est et Paris/Ile de France**. Dorénavant, suite à l'augmentation des demandes sur le marché, **Sophie PERRIER** consacrera toute son activité en tant que **directrice commerciale** pour la **Chirurgie Maxillo-Faciale**.

### Internet



### Global D annonce la sortie de son nouveau site internet à l'ADF !

Toute l'équipe de Global D est fière de vous annoncer la mise en ligne d'un tout nouveau site internet ! Celui-ci verra le jour pendant le congrès de l'ADF, où vous pourrez le découvrir en avant-première sur le **stand 3L07**.

Son nouveau design et son graphisme rafraichissant vous permettront de naviguer en toute simplicité sur chaque page. **Plus pratique et plus dynamique**, cette seconde version sera spécialement conçue pour vous rendre la visite du site plus facile. Elle sera dotée d'une toute nouvelle ergonomie pour un meilleur confort de navigation!

**Implantologie dentaire, Orthodontie ou Chirurgie Maxillo-Faciale...** toutes les informations seront disponibles via ce nouveau site!

**Rendez-vous à l'ADF !**

## Implantologie dentaire

### Le Faux-moignon standard

Les faux-moignons standard sont proposés en trois diamètres de profil d'émergence **4.0, 5.0 et 6.5 mm**, homothétiques aux vis de cicatrisation qui signent le profil parodontal.

Ils sont disponibles selon un **large éventail de hauteurs d'épaulement** allant de 0.7 à 7.0 mm.

Le congé est **personnalisable** sur 1 mm ce qui permet à cette gamme de couvrir l'ensemble des situations muco-gingivales.

Enfin, les faux-moignons standard sont disponibles en version droite et angulé 7°, 15° et 23°.

**Très exhaustive**, la gamme de faux-moignons standard est munie d'un code couleur par hauteur parodontale correspondant aux couleurs des vis de cicatrisation.

**Ce moignon est indiqué pour l'ensemble des situations destinées à la prothèse scellée.**

### Global D affine son arsenal thérapeutique...avec l'In-Kone® PRIMO !

Global D présentera à Paris, lors du congrès de l'ADF son nouvel implant **In-Kone® PRIMO** aux côtés de l'**In-kone® Universal**.

Cette nouvelle déclinaison de la gamme In-Kone® s'adressera en priorité aux chirurgiens à la recherche de **souplesse**.

Le profil endo-osseux légèrement conique et le **filetage simple** (pas 0.6 mm) confèrent des sensations de vissage douces avec une stabilisation très progressive de l'implant quelle que soit la densité osseuse.

Cette progressivité sera particulièrement appréciable lorsqu'un positionnement vertical très précis de l'épaulement est recherché ou bien dans l'os de forte densité.

L'**In-Kone® PRIMO** a été validé cliniquement sur plus d'une centaine de cas avec plus de 300 implants posés par 12 praticiens.

Les deux versions PRIMO et Universal bénéficient de la **même gamme de prothèse**, du même traitement de surface **SA<sup>2</sup>** et sont toutes les deux conçues afin d'**optimiser l'aménagement des tissus péri-implantaires** tant en volume qu'en qualité.



## Protocole de chirurgie

### ULTIMATE

Fruit des dernières avancées techniques, le nouveau kit de chirurgie ULTIMATE propose un protocole de chirurgie des plus précis.

Le design **homothétique des forets** à la silhouette des implants favorise l'**intimité initiale os-titane** ainsi que l'**uniformité de la stabilité** primaire sur la surface d'ancrage.

L'**incrément progressive des diamètres** permet d'ajuster de façon précise et atraumatique le forage terminal à l'os.

Un double code couleur didactique permet de travailler de façon reproductible et prévisible.

Le protocole Ultimate est commun aux implants In-Kone® Universal, TwinKon® et In-Kone® PRIMO.

Produit testé cliniquement.

Nouveauté !



## Transferts numériques Global D



Parmi les produits présentés par la société Global D à l'ADF 2014, figurent les nouveaux transferts numériques In-Kone® et EVL®. Ces scan' bodies sont utilisables avec les cameras intra-buccales et les scanners de laboratoire. Ils sont compatibles avec la majorité des produits proposés sur le marché. De même, les interfaces sont intégrées dans les **principaux logiciels de CAO**.

Dans la gamme d'implants EVL® (munis de connexions prothétiques « à plat ») les transferts numériques direct implant sont proposés en version **indexée pour chaque diamètre d'implants : Ø 3.3, 4 et 5mm**. Ce qui permet de concevoir des piliers personnalisés et en **version sur-pilier** pour la conception et la réalisation de barres et de bridges implantaires.

Concernant la gamme d'implants In-Kone®, munis d'une connexion conique, les transferts sont proposés en version indexée direct implant pour la conception et la réalisation de piliers personnalisés, et en version pilier pour la conception et la réalisation de barres et de bridges implantaires.

Les fichiers de CAO sont adressés à **Panthera Dental**, partenaire officiel de Global D, qui est le seul centre d'usinage agréé. Les travaux sont livrés avec les vis d'origine et une **garantie de 25 ans** sur les barres titane.

## Chirurgie Maxillo-Faciale

### Gamme Minitek/Microtek (2/3 supérieurs du crâne) : Des petits nouveaux viennent compléter la gamme !

#### Maille titane «3D»



La maille 3D est conçue pour une utilisation en chirurgie reconstructrice et en traumatologie crano-maxillo-faciale.


Elle trouve notamment son indication pour le **recouvrement et la reconstruction d'anomalies osseuses** au niveau du crâne.

En titane grade II et d'épaisseur 0.4 mm, la maille 3D a été dessinée pour faciliter le modelage en **trois dimensions** tout en évitant les zones de plis ou de chevauchements.

Facile à couper, elle s'adapte de manière précise aux caractéristiques de chaque zone anatomique.

La maille 3D est **disponible en deux tailles (70x70 et 100x100 mm)**, elle se fixe à l'aide des vis autoforeuses de diamètres 1.2 mm ou 1.5 mm.

#### Plancher orbitaire titane



Le plancher orbitaire titane est indiqué pour la **chirurgie traumatologique de l'orbite** et plus précisément pour la reconstruction du **plancher orbitaire**.

La reconstruction de cette zone avec une plaque en titane de forme radiale est particulièrement adaptée pour la réparation des fractures osseuses de plus de 1,5 cm².

Elle permet une reconstruction anatomique **précise** et favorise une

bonne stabilité osseuse.

D'épaisseur 0.4 mm, c'est une plaque **malléable**. Sa conception radiale facilite l'adaptation à la morphologie orbitaire et minimise la découpe.

Le choix parmi trois trous de fixation dans chaque segment rend le placement des vis plus aisé.

## Formation

### Extraction / implantation, réhabilitation complète d'un maxillaire

Dr Alain SIMONPIERI : les 15 et 16 septembre 2014



Une magnifique session où les praticiens sont ressortis enchantés !

«Mille merci pour cette formation avancée. Le sommet c'est que l'on a une systématisation de certaines chirurgies qui marchent. Alain donne tout et est capable de communiquer autant sur ses échecs que ses réussites ce qui est une attitude rare et très courageuse». Dr A.T

«25 ans d'expérience partagés avec honnêteté et une telle décontraction ! Enfin !!! Tout simplement Merci!». Dr MP. G

«J'ai apprécié autant l'homme disponible, sympathique, haut en couleur que le personnage et l'enseignement. Je te remercie de m'avoir ouvert une nouvelle voie que j'espère pleine de futurs succès.» Amicalement Dr JF.G

## Agenda

### Formations en implantologie

#### Formation d'assistantes

Dates et thèmes :

2 jours : 16 octobre et 30 octobre 2014

A Lyon 3 et Brignais

- Identifier les risques infectieux
- Appliquer les moyens de prévention et les règles d'hygiène
- Organiser le cabinet en vue d'une activité implantaire
- Rappel : traitement des mains et tenue vestimentaire
- Le rôle de l'assistante dentaire avant, pendant et après la pose d'implant
- Manipulation des éléments indispensables à la préparation de la salle de chirurgie : installation et entretien de la trousse chirurgicale, maintenance du matériel
- Application pratique : position « travail à 4 mains » et gestuelle de l'instrumentation, nettoyage du bloc et du matériel chirurgical
- Notions générales sur l'implantologie : terminologie implantaire, le système In-Kone® et ses caractéristiques
- Démonstration au bloc opératoire avec Laurence
- Vidéo d'une chirurgie et explications pratiques et ses différentes phases
- Analyse des pratiques : retour des expériences
- Debriefing
- Scanner de position de l'implant, explication
- Problèmes rencontrés dans les cabinets, solutions
- Manipulation des pièces (implants, trousse, acastillage prothétique)

Intervenants : **Docteur Claude FERRIOL** et son assistante **Laurence BIANCUCCI**

Coût : 480 €

Entièrement pris en charge par ACTALIANS (si vous remplissez les conditions).

Renseignements auprès de Formation et Santé au 04 78 95 18 01

#### Formation sur le secteur antérieur en implantologie et chirurgie en direct

Dates et thèmes :

Les 5 et 6 décembre 2014

A Lyon 6<sup>ème</sup> et Brignais

Intervenant : **Docteur Sébastien MONCHANIN**

#### Communication

Le 27 novembre 2014 à Aubagne

Intervenant : **Docteur Philippe CHANAVAZ**

#### Assistante – Aseptie

Le 21 novembre 2014 à Aubagne

Intervenants : **Docteur Philippe CHANAVAZ et son assistante**

#### Ostéotomie

11 décembre 2014 à Aubagne

Intervenant : **Docteur Philippe CHANAVAZ**

#### Anatomie et dissection

Le 17 décembre 2014 à Aubagne

Intervenants : **Docteur Philippe CHANAVAZ et le Docteur ROCHE POGGI**

### Formations en Orthodontie

#### Les minivis en pratique quotidienne !

Date et thème :

- Le 1<sup>er</sup> décembre à Toulouse
  - Pose de minivis et mise en charge orthodontique
  - Présentation clinique au fauteuil en temps réel
  - Debriefing

Intervenants : **Dr Pascal BARON**

Coût : 700 €

## Congrès et évènements



Stand M18



Stand 3L07



### LES PRINTANIÈRES

# 10 ANS

18, 19 & 20 MARS - LYON

FROM MARCH 18<sup>TH</sup> TO MARCH 20<sup>TH</sup> - LYON - FRANCE

Notez dès à présent les dates des prochaines Printanières :  
Chirurgie en direct le 18 mars chez Global D puis les 19 et 20 mars 2015 au Palais des congrès de Lyon !  
Programme disponible sur le stand de l'ADF

Global D  
affûte son arsenal thérapeutique...

rendez-vous  
**STAND 3L07**

In-Kone® PRIMO



PROTOCOLE DE CHIRURGIE  
ULTIMATE

 **Global D**  
Partenaire de vos chirurgies